


SMART
“学智优”

星享
运动缓控镜



运动安全防护




近视增长减缓


星享
运动缓控镜

学智优·星享
运动缓控镜


— 普通镜片 —



— 学智优·星享 —



品种		学智优·星享	
折射率(Ne)		1.597	星享 新
材料密度(g/cm ³)		1.30	
阿贝数(\sqrt{e})		41	
抗紫外线(nm)		UV-1	
零售价格	运动型	2280	
	数码型	2680	




精准光学定位
学智优·星享运动缓控镜片

适合户外运动的特殊镜片材质




学智优·星享精选优质的镜片材料，是一款兼备“硬度和韧性”的运动型缓控镜片，有助于长期保护户外运动青少年儿童的眼部健康。

材料	学智优·星享	MR-8	PC (聚碳酸酯)	亚克力
阿贝数 (Ve)	★★★★★	★★★★★	★★	★★★
抗冲击性能	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★
耐磨性能	★★★★★	★★★★★	★	★★
UV防护性能	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
应力	无	无	有	有



普通镜片
影像分辨率差，成像不清晰



学智优·星享镜片
影像分辨率越好，成像更清晰

