

3°

开普瑞

ACCURATE

新一代精准镜片

着眼未来，开启镜片精度新标准时代

±3°天文概念精度标准
高精度，选开普瑞！

技术 纳米精度更清晰

工艺 精准聚焦更稳定

标准 4倍精准更精密

体验 轻松换镜更舒适

开普瑞 3° ACCURATE


新一代精准镜片

技术升级, 纳米精度更清晰

干、湿双研磨工艺, 提升新模具精度, 突破传统湿模具研磨精度。提升视物清晰度, 减少视疲劳, 提升清晰度。

湿研磨

大颗粒研磨



干研磨

小颗粒研磨



工艺升级, 精准聚焦更稳定

亚高温固化工艺, 充分释放镜片在聚合中的应力; 成片后光度稳定。精准聚焦视网膜上, 中心稳定, 周边依然稳定。减少色差。

16h

220°

升级

28h

160°

传统生产工艺应力释放不够充分


升级后生产工艺充分释放应力

开普瑞3° 新一代精准镜片

标准升级, 4倍精准更精密

开普瑞3°新一代精准镜片重新定义了配镜的精度标准, 具有更高精度, 相对于国标允差 $\pm 0.12\text{D}$ 而言, 开普瑞3°新一代精准镜片的允差仅为 $\pm 0.03\text{D}$, 精度提升4倍。

按照国家标准




$\pm 0.12\text{D}$

下单光度: -5.00D

合格光度范围: $-4.88\text{D} \sim -5.12\text{D}$

开普瑞标准



$\pm 0.03\text{D}$

下单光度: -5.00D

开普瑞精准镜片合格光度范围: $-4.97\text{D} \sim -5.03\text{D}$

对比国家标准
精度提升

4↑
倍

体验升级, 轻松换镜更舒适

更舒适适配换镜, 通过试戴测试, 当光度相差6度人眼是没有明显视觉感知差异的。

开普瑞3°
新一代精准
镜片, 3°精准,
更加舒适。



精准 验光

适配精准镜片。

康耐特3°。



开普瑞

3° ACCURATE

新一代精准镜片

视觉新境界，开普瑞3°
精准镜片，清晰不设限。



上海康耐特光学有限公司
SHANGHAI CONANT OPTICS CO.,LTD.

公司电话 021-58598866
上海市浦东新区川大路555号

客服电话 0513-80921024
www.conantoptical.com