

给视网膜设“减速带”
让眼轴长得慢一点！




康耐特小精灵 双效Pro离焦镜片

A 开启了近视“双效防控”的新理念，
将点阵对比度技术与离焦技术相结合，
有效阻断近视加深。




给视网膜设“减速带”
让眼轴长得慢一点！

康耐特·小精灵双效Pro 离焦镜片突破性地开启了近视“双效防控”的新理念，将点阵对比度技术与离焦技术相结合，有效阻断近视加深。




“点阵对比度+离焦缓轴技术”
双效协同，加倍防控



点阵降低
对比度设计

借助数万个光量子组成的低对比度区域，通过艾里斑衍射提升视物的清晰度，同时减少高对比度刺激信号，放松睫状肌，控制近视发展。



艾里斑衍射

数万个光量子组成的低对比度区域
通过艾里斑衍射提升视物的清晰度
同时减少高对比度刺激信号
放松睫状肌，控制近视发展

上加光
增幅约93%


中央净光区

下加光
增幅约78%


上下加光幅度增加
离焦效果更集中,防控更明显

中心区至边缘新增
柔缓过渡区,
视物更舒缓柔和

康耐特·小精灵双效Pro 离焦镜片一边依托离焦原理,保留了必要的离焦刺激,精准延缓眼轴增长——这是控制近视发展的核心环节;另一边通过点阵设计,借助数万个光量子组成的低对比度区域,通过艾里斑衍射提升视物的清晰度。双效保障相辅相成,让近视防控更精准,更高效!




通常离焦镜片



康耐特·小精灵 双效Pro 离焦镜片

周边递变区
变化更加平
缓密集,更
贴合眼底视
网膜生理弯
曲面。

6+



适用由于长时间过度用眼而引起的
近视度数不断加深的青少年



佩戴传统离焦镜片效果不佳的青少年

在校中小学生, 长时间处于教室屏幕、黑板、书本等高对比度环境
的青少年儿童



高度近视人群, 散光人群

生长发育期, 度数迅速增长的青少年儿童



抗冲击



防蓝光



耐磨性提升



疏油疏水性

进口日本三井化学高新MR材料, 通过
美国COLTS实验室安防测试, 抗冲击性能
远超普通镜片, 更适合青少年儿童安全
选择。



2276.HK

上海康耐特光学有限公司

SHANGHAI CONANT OPTICS CO.,LTD.

A 上海市浦东新区川大路555号

T (+86) 21 58598866

0513-80921024

W www.conantoptical.com

