RX CONANT RX lab | 康耐特光学

明矩 VisCore
采用自研视光精算软件

新轻锐

定量美薄镜片

近视 / 远视全度数精准定制



-27.50D

中心有效视觉直径 17mm

2.4mm

厚度仅2.4mm

数据来源于康耐特技术实验室及市场实测

科技改变视界

想多薄就多薄，佩戴更轻松

新轻锐定量美薄三大工艺

高度数救星，厚度按镜框精准计算

平台美薄



按镜框测算可视区，**-2750** 度**1.74**
厚度薄至 **2.4mm** (指定中心可视直径17mm)

曲面美薄



曲面优化边缘，比常规镜片明显减薄

反曲面美薄



超高光度专属，大框高度数
抑制边缘厚度暴涨

常规镜片 vs 定量美薄

框高36mm
框宽50mm



常规装配
厚 **13.35**mm

定量平台美薄
仅厚8.26mm (中心可视直径46mm)
大幅减轻鼻梁负重

AI智能推荐
一键选出
最舒适
参数配比

数据来源于康耐特技术实验室及市场实测

自研明矩VisCore精算软件

精准计算 |海量实测厚度数据




一键智能运算

操作人员一键运算，直接输出契合镜框装配标准的最优加工参数，省去手动测算、反复核对步骤，直接用于镜片生产加工，显著提升零售店成镜制作效率与装配贴合度。

双核算力

分为镜片厚度测算、专业视光计算两大模块，覆盖常规配镜、特殊定制配镜全部计算场景。



定制参数

6 项参数：框宽 / 框高 / 斜径 / 鼻梁距 / 瞳距 / 瞳高

为什么选康耐特

新轻锐 定量美薄？

AI精准测算



明矩Viscore智能AI精算软件，海量实测数据

大幅减薄




根据实测结果，儿童远视镜片可大幅减薄

轻量化佩戴



减轻鼻压，高度数长期佩戴不压鼻

光度覆盖广



广阔光度适配能力，近视、远视多度数适配

数据来源于康耐特技术实验室及市场实测

下单须知

定制必备 6 项数据：

框宽、框高、最大斜径、鼻梁距、单眼瞳距、瞳高

适配镜框：


近视支持全框、半框、无框，远视只支持全框

康耐特镜片 | 为每一副高度眼镜量身定制美薄视觉

高度近视也能轻盈精致

轻薄设计 清晰成像

近视定量美薄



近视·**定量**·美薄

近视定量美薄计算

1、根据框架计算可视区和厚度，装配后上、下、内侧无盲区，美观且舒适，

2、精准计算可视区和厚度，想多薄就多薄。适合超高近视人群。


远视久戴减压更自在

远视儿童定量美薄

患者案例: R+6.50/L+7.00 | 儿童框 43mm×35mm

普通现片 <1.74>

厚度:R 5.69mm
L 6.06mm





舒童趣 <1.74>

厚度:R 3.99mm
L 4.22mm

定量远视曲面美薄 <1.74>

厚度:R 3.13mm
L 3.30mm

数据来源于康耐特技术实验室及市场实测

远视·定量·美薄

舒童趣（精准小直径）	远视曲面美薄	帽仔片
无盲区 厚度适中	相对更薄 轻微盲区	最薄，但外观 有明显分层